

乳房撮影検査の流れ

検査時間 約 10分

1. 撮影準備

上半身裸になっていただき、乳房の位置合わせを行います。



2. 圧迫

良質な画像を撮影するため、被曝を減少させるため乳房を引きのばしながら透明のプラスチックの板で固定・圧迫します。



3. 撮影

撮影を行います。数秒間ですので動かないでください。

※撮影は左右それぞれ片方ずつ行います。上下方向（CC撮影）や斜め方向（MLO撮影）から圧迫します。年齢や症例によって撮影方向は異なります。



4. 検査終了

撮影が終わると検査終了です。帰室していただきます。



5. 読影

画像診断専門医が撮影した画像の読影を行い結果を検査依頼医に伝えます。



6. 結果説明

後日あるいは当日、医師から結果の説明があります。
(市町村検診・人間ドックの場合は後日郵送)